



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Valigetta per pronto soccorso base Trix

Codice di riferimento: CN-100.373

Marca: INTERMED

Prezzo: 18.3€

Caratteristiche della valigetta pronto soccorso

Questa cassetta medica per il pronto soccorso presenta una struttura in polipropilene, un materiale rigido e resistente al calore e agli urti. Al suo interno si trova un kit base di primo soccorso contenente tutto il necessario per intervenire in maniera efficace in caso di piccole ferite. La valigetta è perfetta per la casa, l'auto, escursionismo e moto. Grazie alla maniglia è facilmente trasportabile. Il sistema di chiusura è costituito di 2 clips.

Contenuto del kit pronto soccorso

- 2 buste di garza sterile 18x40cm
- 1 paio di forbici
- 1 pinzetta per medicazione
- 1 telo 60x40 sterile
- 1 pacchetto cotone idrofilo da 5g
- 1 confezione da 10 cerotti
- 1 pacchetto fazzoletti in carta
- 3 salviette disinfettanti
- 1 fasciatura adesiva 10x6cm
- 1 benda di garza idrofila
- 1 rotolo cerotto m1x2cm
- 1 paio di guanti protettivi
- Istruzioni pronto soccorso

Specifiche tecniche

- Peso: 0,3kg
- Dimensioni: 235x190x43cm

Marca e modello

INTERMED codice CN-100.373

