



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Valigia pronto soccorso Alleg. 2 mod. base - Medic 1

**Codice di riferimento:** PS500

**Marca:** EASYRED

**Prezzo:** 34.89€

### Caratteristiche della valigia pronto soccorso

La seguente cassetta per il pronto soccorso è realizzata in polipropilene, un materiale rigido e resistente agli urti e al calore. Le dimensioni ridotte della valigetta permettono di posizionarla facilmente in qualsiasi luogo, in casa, in azienda o in auto e può essere appesa al muro grazie al supporto per la parete. La comoda maniglia e la chiusura con 2 clip rotanti la rendono facile da trasportare e sicura. La valigia possiede tutto l'occorrente sanitario per aziende con un massimo di 2 dipendenti.

### Contenuto del kit di primo soccorso

- 1 Copia Decreto Ministeriale n°388 del 15.07.03
- 2 Paia di guanti sterili
- 1 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile 18x40cm
- 3 Buste compressa garza sterile 10x10cm
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m5x2,5cm
- 1 Benda di garza da m3,5x10cm
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5cm DIN5 8279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo mono uso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350mm

- 1 Istruzioni multilingua pronto soccorso

## Specifiche tecniche

---

- Dimensioni esterne: 250x190x90mm
- Peso completo: 1kg

## Colore

Arancio

## Marca e modello

EASYRED codice PS500

