



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Valigetta per pronto soccorso PVS CN-100.321

Codice di riferimento: CN-100.321

Marca: INTERMED

Prezzo: 147.62€

Caratteristiche della cassetta di pronto soccorso

Questa valigetta medica di primo soccorso è realizzata in polipropilene, un materiale resistente agli urti che la rende adatta sia per l'utilizzo all'interno della sede aziendale sia in auto. La cassetta dispone di una comoda maniglia per il trasporto e di un sostegno per fissarla alla parete, utile per collocare il kit di pronto soccorso in un punto facilmente accessibile e ben in vista. Il sistema di chiusura è composto di 2 clips rotanti e una guarnizione in neoprene per una tenuta ermetica.

La valigetta è conforme al D.M. n°388 del 15.07.2003 Allegato 1 Base ed è indicata per aziende con 3 o più lavoratori del gruppo A o B.

Contenuto della valigetta pronto soccorso

- 1 Copia Decreto Ministeriale n°388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500ml IODOPOVIDONE al 10%Iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile 10x10cm
- 2 Buste compressa garza sterile 18x40cm
- 2 Teli sterili 40x60cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti

- 2 Rocchetti cerotto adesivo m5x2,5cm
 - 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5cm DIN 58279
 - 3 Lacci emostatici
 - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
 - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
 - 1 Termometro clinico CE con astuccio
 - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
 - 1 Istruzioni multilingua pronto soccorso
-

Specifiche tecniche

- Dimensioni esterne: 395x270x135mm
- Peso 6,20kg

Colore

Arancio

Marca e modello

INTERMED codice CN-100.321

