



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Valigetta per pronto soccorso PVS CN-100.325

Codice di riferimento: CN-100.325

Marca: INTERMED

Prezzo: 39.04€

Caratteristiche della valigetta per pronto soccorso

Questa cassetta per pronto soccorso si distingue per resistenza, comodità e leggerezza. La struttura, di dimensioni ridotte, è realizzata in polipropilene antiurto ed è munita di maniglia per il trasporto e di una pratica chiusura con 2 clips rotanti. La valigia è già fornita di tutti gli elementi sanitari per un efficace e tempestivo intervento in caso di ferite. Indicata per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Contenuto kit pronto soccorso

- 1 Copia Decreto Ministeriale n°388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile 18x40cm
- 3 Buste compressa garza sterile 10x10cm
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m5x2,5cm
- 1 Benda di garza da m3,5x10cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5cm DIN 58279
- 1 Laccio emostatico 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350mm
- 1 Istruzioni multilingua pronto soccorso

Specifiche tecniche

- Dimensioni esterne: 250x190x90mm
 - Peso: 1,40kg
-

Colore

Arancio

Marca e modello

INTERMED codice CN-100.325

