



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

1700ml adulti pvc valvola sovrappressione 60cm h2o

Codice di riferimento: RN411

Marca: EASYRED

Prezzo: 34.2€

Palloni rianimatori monouso in speciale PVC. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500ml e neonatale con volume di ventilazione di 350ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H₂O per adulti e a 40cm H₂O per i modelli pediatrico e neonatale.

 **Acquista subito**