



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

VARISAN CALZE AUTOREGGENTI ANTI-TROMBO IN COTONE - PUNTA ISPEZIONABILE

Codice di riferimento: CP209

Marca: VARISAN

Prezzo: 34.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
CP209-XS	Autoreggiante, XS	34.5€
CP209-S	Autoreggiante, S	34.5€
CP209-M	Autoreggiante, M	34.5€
CP209-L	Autoreggiante, L	34.5€

Caratteristiche

Calze autoreggenti in cotone per la prevenzione della trombosi venosa profonda con gradiente compressivo decrescente.

Indicazioni

18 mmHg

Profilassi della trombosi venosa profonda e della trombo embolia polmonare nel post operatorio e nel paziente allettato,

quando vi siano controindicazioni all'uso delle profilassi farmacologiche od in associazione ad esse.

Controindicazioni

Derma ipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

Durata del trattamento

La calza VARISAN® A.T.E.® deve essere usata dal paziente prima durante e dopo le operazioni, dopo il parto o durante l'allattamento.

Validità

I nobili materiali impiegati nella costruzione del tutore elastocompressivo VARISAN® e le tecnologie adottate per la sua costruzione tecnica garantiscono il prodotto per 6 mesi dal primo utilizzo, rispettando le istruzioni d'uso.


Taglia e Colori disponibili:

Colori disponibili



161 bianco

CIRCONFERENZA (cm)									
Taglia/Size	S	M	L	XL	XS	SXL	MXL	LXL	
Coscia G	48-60	56-70	64-80		40-50	60-70	70-80	80-90	
Polpaccio C	30-36	34-40	38-44	42-49					
Caviglia B	20-22	23-25	26-28	26-28	17-19	20-22	23-25	26-28	
Taglia/Size									
Gambaletto	•	•	•	•					
Calza autoreggente monocollant	•	•	•		•	•	•	•	



 **Acquista subito**