



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

VARISAN FASHION UOMO - CALZE MEDICALI - CLASSE COMPRESSIONE 1° E 2°

Codice di riferimento: varisan-fashion-uomo

Marca: VARISAN

Prezzo: 83€

Riferimento	Variante	Prezzo
F23E8-Nero-Corta-I	1°, 1° Classe compressione, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F23E8-Nero-Corta-II	1° Classe compressione, 2°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F23E8-Nero-Corta-III	1° Classe compressione, 3°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F23E8-Nero-Corta-IV	1° Classe compressione, 4°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F23E8-Nero-Corta-V	1° Classe compressione, 5°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F23N8-Nero-Normale-I	1°, 1° Classe compressione, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F23N8-Nero-Normale-II	1° Classe compressione, 2°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F23N8-Nero-Normale-III	1° Classe compressione, 3°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F23N8-Nero-Normale-IV	1° Classe compressione, 4°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€

F23N8-Nero-Normale-V	1° Classe compressione, 5°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F24E8-Nero-Corta-I	1°, 2° Classe compressione, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F24E8-Nero-Corta-III	2° Classe compressione, 3°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F24N8-Nero-Normale-II	2°, 2° Classe compressione, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F24N8-Nero-Normale-IV	2° Classe compressione, 4°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F24N8-Nero-Normale-V	2° Classe compressione, 5°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F23E8-Blu-Corta-I	1°, 1° Classe compressione, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F23E8-Blu-Corta-III	1° Classe compressione, 3°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F23N8-Blu-Normale-II	1° Classe compressione, 2°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F23N8-Blu-Normale-IV	1° Classe compressione, 4°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F23N8-Blu-Normale-V	1° Classe compressione, 5°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F24E8-Blu-Corta-I	1°, 2° Classe compressione, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24E8-Blu-Corta-II	2°, 2° Classe compressione, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24E8-Blu-Corta-III	2° Classe compressione, 3°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24E8-Blu-Corta-IV	2° Classe compressione, 4°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24E8-Blu-Corta-V	2° Classe compressione, 5°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24N8-Blu-Normale-I	1°, 2° Classe compressione, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F24N8-Blu-Normale-II	2°, 2° Classe compressione, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F24N8-Blu-Normale-III	2° Classe compressione, 3°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F24N8-Blu-Normale-IV	2° Classe compressione, 4°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F23N8-Blu-Normale-I	1°, 1° Classe compressione, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F23N8-Blu-Normale-III	1° Classe compressione, 3°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F23E8-Blu-Corta-V	1° Classe compressione, 5°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24E8-Nero-Corta-V	2° Classe compressione, 5°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F24N8-Nero-Normale-I	1°, 2° Classe compressione,	83€

	Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	
F24N8-Nero-Normale-III	2° Classe compressione, 3°, Gambaletto Punta Chiusa, Nero, Normale	83€
F23E8-Blu-Corta-II	1° Classe compressione, 2°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F23E8-Blu-Corta-IV	1° Classe compressione, 4°, Blu, Corta, Gambaletto Punta Chiusa	83€
F24N8-Blu-Normale-V	2° Classe compressione, 5°, Blu, Gambaletto Punta Chiusa, Normale	83€
F24E8-Nero-Corta-II	2°, 2° Classe compressione, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€
F24E8-Nero-Corta-IV	2° Classe compressione, 4°, Corta, Gambaletto Punta Chiusa, Nero	83€

Caratteristiche

VARISAN® FASHION FOR MAN è una calza che abbina l'efficacia terapeutica a caratteristiche di un prodotto moda. Il filato di maglia in microfibra conferisce alla calza un'eccellente traspirabilità.

Il gambaletto VARISAN® FASHION FOR MAN è certificato RAL ed è realizzato in 5 taglie e 2 lunghezze.

Indicazioni

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

Varici, varici durante e dopo la gravidanza, edemi venosi iniziali, vene reticolari.

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Trombosi venosa superficiale, trombosi venosa profonda in forma acuta, linfedemi, prevenzione della sindrome post-trombotica.

Controindicazioni

Dermo ipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

Durata del trattamento

Usualmente il trattamento compressivo con calze compressive medicali VARISAN® deve essere effettuato solo nelle ore diurne. La calza deve essere indossata al mattino, se possibile prima di alzarsi e tolta la sera prima di andare a

letto. Durante il riposo infatti la compressione trasmessa potrebbe risultare eccessiva. Per brevi riposi pomeridiani non è necessario togliere la calza. Si raccomanda durante il giorno di camminare il più possibile.

Validità

I nobili materiali impiegati nella costruzione del tutore elastocompressivo VARISAN® e le tecnologie adottate per la sua costruzione tecnica garantiscono il prodotto per 6 mesi dal primo utilizzo, rispettando le istruzioni d'uso.

Taglia e Colori disponibili:

Classi di compressione disponibili

Classe	Compressione mmHg
I	18-21
II	23-32

Colori disponibili



561 blu



862 nero

Tempo di evasione per i colori blu e nero: 10-15 giorni dall'ordine.

