




Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

VASCHETTA STERILIZZAZIONE - 1.5 l

Codice di riferimento: 35770

Marca: GIMA

Prezzo: 22.4€

CARATTERISTICHE:

Vaschetta in plastica completa di supporto perforato portastrumenti, particolarmente indicate per la sterilizzazione a freddo di strumentario.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 26 x 12 x h 8 cm • Volume: 1.5 l • Colore: white • Prodotto in Italia

MARCA E MODELLO:

GIMA 35770

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**