



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

VASCHETTA STERILIZZAZIONE A FREDDO - 3 I

Codice di riferimento: 35772

Marca: GIMA

Prezzo: 47.58€

CARATTERISTICHE:

Vaschetta in plastica completa di supporto perforato portastrumenti, particolarmente indicate per la sterilizzazione a freddo di strumentario.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35772

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**