



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

VASO 2 L - con coperchio - autoclavabile 121°C

Codice di riferimento: 28236

Marca: GIMA

Prezzo: 53.3€

CARATTERISTICHE:

Vaso autoclavabile 121°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno

Usato con aspiratori 2 l CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS: 28194 - 28200 - 28199 - 28203 - 28204 - 28231 - 28214 - 28232 - 28202 - 28235.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28236

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**