



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

VASO 4 l - con coperchio - autoclavabile 121°C

Codice di riferimento: 28228

Marca: GIMA

Prezzo: 87.84€

CARATTERISTICHE:

Vaso 4 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno

Da utilizzare con aspiratori 4 l CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS: 28196 - 28198 - 28201 - 28204 - 28215 - 28216 - 28233 - 28234

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28228

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**