



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

VASO - con coperchio autoclavabile a 134°C - 2 l

Codice di riferimento: 28186

Marca: GIMA

Prezzo: 58.9€

CARATTERISTICHE:

Vaso 2 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno.

Usato con aspiratori 2 l CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS: 28194 - 28200 - 28199 - 28203 - 28204 - 28231 - 28214 - 28232 - 28202 - 28235.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28186

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**