



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Vaso per aspiratore chirurgico Aspimed - 1000 cc

Codice di riferimento: LRA372

Marca: LEM

Prezzo: 53.9€

Caratteristiche del vaso per aspiratore:

I vasi per aspiratori chirurgici sono utilizzati in ambito ospedaliero e durante gli interventi di chirurgia. Consentono l'aspirazione dei fluidi organici dei pazienti e garantiscono un elevato sistema di sicurezza da contaminazione, quindi sono l'ideale per salvaguardare gli ambienti clinici, il personale medico e l'aspiratore stesso.

Ulteriori dettagli:

- Contenitore in plastica di alta qualità
- Vaso da 1000 cc
- Indicato per modelli Aspimed 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5

 **Acquista subito**