



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Contenitore per sacca monouso per aspiratori - 3 litri

Codice di riferimento: 28274

Marca: GIMA

Prezzo: 11.71€

Caratteristiche del vaso per sacche per aspiratore:

I contenitori per le sacche degli aspiratori chirurgici sono utilizzati nelle durante gli interventi di chirurgia. Consentono l'aspirazione dei fluidi organici dei pazienti e assicurano un'elevata garanzia di sicurezza da contaminazione, quindi sono fondamentali per salvaguardare gli ambienti clinici, il personale medico e l'aspiratore stesso.

Ulteriori dettagli:

- Prodotto a marchiatura CE
- Vaso da 3 litri
- Da utilizzare con 28275

 **Acquista subito**