



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **VASO RICAMBIO 4l - con valvola di sicurezza - per Maxi Aspeed**

**Codice di riferimento:** 28295

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 111.02€

### **CARATTERISTICHE:**

Vaso autoclavabile 4 L con valvola di sicurezza.  
Per aspiratori Maxi Aspeed (28291 - 28292).

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 28295

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

 **Acquista subito**