



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

VASSOIO ISO - CHIUSO - ABS GRIGIO - 600 x 400 x 100 mm

Codice di riferimento: 27925

Marca: GIMA

Prezzo: 64.54€

CARATTERISTICHE:

Vassoio modulare in plastica per carrelli ISO (codici 27934-35-36).

Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico.

- Tipologia: chiuso
- Misure: 600 x 400 x 100 mm
- Materiale: ABS grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27925

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

