



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Vassoio in plastica sagomato

Codice di riferimento: 26640

Marca: GIMA

Prezzo: 21€

Caratteristiche del vassoio in plastica

Il seguente vassoio è caratterizzato da un design moderno ed è dotato di 4 capienti scomparti. È realizzato in polipropilene, un materiale plastico molto leggero e resistente al contatto con gran parte degli agenti chimici per la pulizia. Al contrario dei contenitori in acciaio inox, i vassoi in plastica sono molto più leggeri, resistenti alle macchie e agli urti, non provocano alcun rumore e soprattutto sono facilmente lavabili e sterilizzabili in autoclave a 135°, senza alcun limite. Ideale per uso ospedaliero.

Il prodotto è conforme ai British Standards ed alle normative vigenti.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 270 x 180 x 41 mm

Marca e modello

GIMA codice 26640

