



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

VIDEO-NISTAGMOSCOPIO USB - maschera, telecamera IR e cavo USB

Codice di riferimento: 31213

Marca: GIMA

Prezzo: 1908.1€

CARATTERISTICHE:

Agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite le classiche prove vestibolari. Questo sistema consente di visualizzare su un monitor o su PC/notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test, e inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test (VST) tramite l'accensione di un LED rosso all'interno della maschera per consentire la fissazione. L'innovativa tecnologia del sistema fornisce delle immagini di qualità. Alimentazione 220 V (12 V DC).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Risoluzione 752 x 582 pixel, 520 linee TV

MARCA E MODELLO:

GIMA 31213

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**