



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## VISIO 2000 F.O.XENON OTOSCOPE - 3.5 V

**Codice di riferimento:** 31535

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 244€

### CARATTERISTICHE:

Set diagnostici professionali con sistema di illuminazione alogeno/xenon a fibra ottica da 2.5V, reostato per regolare l'intensità della luce. Alimentato con batterie Li-ion ricaricabili. Tutti i prodotti sono in plastica rinforzata resistente all'urto e sistema di blocco per l'uso ospedaliero. Fornito in valigetta di plastica rigida, necessita di una batteria ricaricabile (31541) Li-ion e un caricabatterie (31542). **Set otoscopio Xenon F.O. 3.5V** - Testina otoscopio F.O - Manico batteria con attacco a baionetta - 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 & 9.0 mm) - Tubetto di 14 speculum monouso (2.5 & 4.0 mm) - In valigia rigida

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Otoscopio xenon** • Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi • Illuminazione a f.o distale con luce LED molto brillante • Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo • Reostato

### MARCA E MODELLO:

GIMA 31535

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**