



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Vuotometro Per Aspimed 2.2, 2.3, 2.5 - Ø 50 Mm

Codice di riferimento: LRA436

Marca: LEM

Prezzo: 36.11€

CARATTERISTICHE:

Vuotometro Per Aspimed 2.2, 2.3, 2.5 - Ø 50 Mm

MARCA E MODELLO:

LEM LRA436

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**