



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ZAINO LOGIC-2 - poliestere - grande

Codice di riferimento: 27171

Marca: GIMA

Prezzo: 140.3€

CARATTERISTICHE:

ZAINO LOGIC-2 - poliestere - grande

Dimensioni: 40 x 25 x h 47 cm

Colore: rosso

Zaini fabbricati in poliestere 600D idrorepellente e resistente.

Fornito con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in velcro ed elastici portaoggetti. Divisione centrale con cerniera ed elastici.

Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27171

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

