



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## ZAINO LOGIC-2 - PVC - grande

**Codice di riferimento:** 27172

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 141.52€

### CARATTERISTICHE:

ZAINO LOGIC-2 - poliestere rivestito in PVC - grande

Dimensioni: 40 x 25 x h 47 cm

Colore: rosso

Zaini fabbricati in poliestere 600D idrorepellente e resistente.

Fornito con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in velcro ed elastici portaoggetti. Divisione centrale con cerniera ed elastici.

Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27172

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

