



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ZAINO SILOS-2 - PVC - rosso

Codice di riferimento: 27169

Marca: GIMA

Prezzo: 224.5€

CARATTERISTICHE:

ZAINO SILOS-2 - poliestere con rivestimento esterno in PVC

Dimensioni: 38 x 24 x h 50 cm

Colore: rosso

Zaino professionale in poliestere 600D idrorepellente e resistente, con rivestimento esterno in PVC.

- parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici
- parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici
- 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro: una 35 x 16 cm, una 35 x 32 cm con 4 tasche interne trasparenti
- fondo in gomma con 4 piedini
- due targhette removibili esterne per stampare il nome
- comodi spallacci e maniglia in plastica su entrambi i lati

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27169

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

